

2021年 6月（新記載要領に基づく第1版）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B3X00206000024

医04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000

アルスパット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください
- 体内に留置しないでください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

【形状、構造及び原理等】

脱脂綿等をガーゼで包んであるパッド状の製品です。

ガーゼの材質：綿100%、脱脂綿の材質：綿100%

【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコットン又は合成繊維のパッドをいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜滅菌して使用してください。

滅菌は、EOG滅菌ができます。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないでください。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。