

2015 年 1 月 8 日作成(新様式第 1 版)

製造販売届出番号 27B3X00003000014

一般医療機器 医 4 整形用品
X 線造影材入りスポンジ(JMDN コード 13705000)
ガーゼボール X 線入

再使用禁止

(未滅菌)

【禁忌・禁止】
再使用禁止

形状・構造及び原理等

綿繊維 100%、X 線入り

使用目的、効能又は効果

創傷綿の保護、血液・体液の吸収、薬剤の塗布

品目仕様等

- 性状: 白色、におい及び異物を含まない
- 重量偏差: 表示重量 $\pm$ 10%
- 泡立ち: 10 分以内に消える
- pH: 2.0 以下
- KMnO₄ 還元性物質: 3.0ml 以下
- 蒸発残留物: 20.0mg 以下
- 蛍光増白剤: 含まない

操作方法又は使用方法等(用法・用量を含む)

適宜使用すること。

滅菌して使用する場合は、EOG 滅菌又は高圧蒸気滅菌に限る。

再滅菌しないこと。

使用上の注意

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

保守・点検に係る事項

再使用禁止

包装 パッケージに入り数を記載

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売業者

アポロ衛材株式会社

〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 4391

TEL 072-494-3234