

医療用品 04 整形用品
一般医療機器機器 医療ガーゼ 13700000

NAR パッキングガーゼ

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



パッケージ: 約7.6cm x 5.1cm x 2.5cm
ガーゼ: 約 7.6cm x 4.57m
重さ: 約 34g

【使用上の注意】

- 1.包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
- 2.開封後は早めに使用すること。
- 3.肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
- 4.本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
- 5.本品は単回使用である。

【保管方法及び有効期間】

・直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【包装】 1個単位

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法】

- 1.パッケージを開ける。
- 2.ガーゼを取り出す。
- 3.使用目的に応じ適宜使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736
製造業者: ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC.
(アメリカ・サウスカロライナ州)