

医療用品 04 整形用品
一般医療機器機器 医療ガーゼ 13700000

NORコンプレスガーゼ

再使用禁止

禁忌・禁止
再使用禁止

【保管方法及び有効期間】
直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【形状・構造及び原理等】

製品名	NORコンプレスガーゼ
製品番号	NOR00026
形状	

【主要文献及び文献請求先】
アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都豊島区巣鴨 1-14-5 3F
TEL:03-5810-1735 FAX:03-5810-1736
製造業者：AP サービス社
AP Services A/S
(デンマーク・ホルステブロ)

原理
吸収力の高い綿が血液や体液を吸収する。

【原材料】
綿

【使用目的又は効果】
出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法】
1. パッケージを開ける。
2. ガーゼを取り出す。
3. 使用目的に応じ適宜使用する。

【使用上の注意】
1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。