

機械器具 12 理学診療用器具
高度管理医療機器 白内障・硝子体手術装置 70652000
特定保守管理医療機器

「EVA 眼科手術システム」の付属品

「デイスボ® 白内障手術カートリッジ（500ml 廃液バッグ）」 「デイスボ® 白内障手術カートリッジ（2000ml 廃液バッグ）」
「デイスボ® EVA 用カートリッジ 500ml 廃液バッグ」 「デイスボ® EVA 用カートリッジ 2000ml 廃液バッグ」

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は単回使用製品であるので、1回使用のみで、絶対に再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

代表例



体に接触する部分の組成：ポリカーボネート・SEBS・PVC

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、EVA眼科手術システムに接続し、白内障手術や硝子体手術に使用するカートリッジセットであり、カートリッジ、チューブ、廃液バッグで構成される。

【使用方法等】

1. 本製品を無菌的に取り出す。
2. 本体に接続する。
3. 眼科手術に使用する。

【使用上の注意】

- 1) 熟練した者以外は機器を使用しない。
- 2) 改造を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温・多湿・直射日光を避けて、室温で保管すること。
 2. 包装材料に破損や汚れを生じさせないように取り扱うこと。
- 有効期限は滅菌袋及び紙箱上に記載。

【保守・点検に係る事項】

包装に滅菌が疑われるような破損や汚れ及び開封がある時は、絶対に本器を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造業者〉D. O. R. C. International B. V.
オランダ ドルク社

EVA 眼科手術システムの取扱説明書を必ずご参照下さい



製造販売業者
アールイーメディカル株式会社
RE MEDICAL, Inc.

本 社：
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号
TEL (06)-4794-8220 (代表)