

歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科印象採得用器材 (70887000)

再使用禁止

インプレッションパーツ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、歯科印象採得に使用する医療機器である。
γ線滅菌されており、単回使用である。

A. カムログ インプレッションポスト

A-1. カムログ インプレッションポスト PS クローズドトレ



直径	商品コード
3.8	K2111. 3800
4.3	K2111. 4300
5.0	K2111. 5000
6.0	K2111. 6000

A-2. カムログ インプレッションポスト PS オープントレ



直径	商品コード
3.8	K2122. 3800
4.3	K2122. 4300
5.0	K2122. 5000
6.0	K2122. 6000

A-3. カムログ インプレッションポスト ワイドボディ クロ



直径	商品コード
3.3	K2114. 3300
3.8	K2114. 3800
4.3	K2114. 4300
5.0	K2114. 5000
6.0	K2114. 6000

A-4. カムログ インプレッションポスト ワイドボディ オ



直径	商品コード
3.3	K2124. 3300
3.8	K2124. 3800
4.3	K2124. 4300
5.0	K2124. 5000
6.0	K2124. 6000

A-5. カムログ インプレッションポスト ワイドボディナロ



直径	商品コード
3.3	K2114. 3301
3.8	K2114. 3801
4.3	K2114. 4301
5.0	K2114. 5001
6.0	K2114. 6001

A-6. カムログ インプレッションポスト ワイドボディナロ



直径	商品コード
3.3	K2124. 3301
3.8	K2124. 3801
4.3	K2124. 4301
5.0	K2124. 5001
6.0	K2124. 6001

A-7. カムログ インプレッションポスト シリンダー クロ



直径	商品コード
3.3	K2115. 3300
3.8	K2115. 3800
4.3	K2115. 4300
5.0	K2115. 5000
6.0	K2115. 6000

A-8. カムログ インプレッションポスト シリンダー オ



直径	商品コード
3.3	K2125. 3300
3.8	K2125. 3800
4.3	K2125. 4300
5.0	K2125. 5000
6.0	K2125. 6000

B. コーンログ インプレッションポスト

B-1. コーンログ インプレッションポスト ワイドボディ ク



直径	商品コード
3.3	C2114. 3300
3.8	C2114. 3800
4.3	C2114. 4300
5.0	C2114. 5000

B-2. コーンログ インプレッションポスト ワイドボディ オ



直径	商品コード
3.3	C2124. 3300
3.8	C2124. 3800
4.3	C2124. 4300
5.0	C2124. 5000

B-3. コーンログ インプレッションポスト シリンダー クロ



直径	商品コード
3.3	C2115. 3300
3.8	C2115. 3800
4.3	C2115. 4300
5.0	C2115. 5000

B-4. コーンログ インプレッションポスト シリンダー オ



直径	商品コード
3.3	C2125. 3300
3.8	C2125. 3800
4.3	C2125. 4300
5.0	C2125. 5000

C. カムログ バイトレジストレーションポスト



直径	商品コード
3.3	J2141. 3300
3.8	J2141. 3800
4.3	J2141. 4300
5.0	J2141. 5000

D. コーンログ バイトレジストレーションポスト



直径	商品コード
3.3	C2141.3300
3.8	C2141.3800
4.3	C2141.4300
5.0	C2141.5000

E. インプレッションキャップ

E-1. トランスファーキャップ



直径	商品コード
3.3	J2111.3310
3.8	J2111.3810
4.3	J2111.4310
5.0	J2111.5010
6.0	J2111.6010

E-2. バイトレジストレーションキャップ



直径	商品コード
3.3	J2112.3310
3.8	J2112.3810
4.3	J2112.4310
5.0	J2112.5010
6.0	J2112.6010

2. 原材料

カムログ インプレッションポスト	チタン合金 シリコーン
コーンログ インプレッションポスト	
カムログ バイトレジストレーションポスト	
コーンログ バイトレジストレーションポスト	
インプレッションキャップ	PBT

【使用目的又は効果】

本品は歯科印象を採得するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 使用方法

《 カムログ インプレッションポスト、コーンログ インプレッションポスト 》

- (1) フィクスチャとジンジバフォーマーの種類・径に合わせて本品を選択する。
- (2) 印象採得するフィクスチャにインプレッションポストを装着する。
- (3) カム溝に正しく装着されたことを確認し、インプレッションポストのスクリューを締めて確実に固定する。

(オープントレーの場合)

- (4) フィクスチャ埋入位置を目安にして、患者用個人トレーに予め穴をあける。
- (5) 患者用個人トレーを使用し、通法どおりに印象採得する。
- (6) インプレッションポストのスクリューを緩め完全にスクリューが外れていることを確認してから、患者用個人トレーを口腔内から取り外す。

(クローズドトレーの場合)

- (4) トランスファーキャップをインプレッションポスト上部の溝に合わせて挿入し、確実に装着する。
- (5) クローズドトレー法を用いて印象を採得する。印象後、トレーを取り外すとトランスファーキャップは印象内に取り込まれ、インプレッションポストは口腔内に残る。
- (6) 必要に応じてバイトレジストレーションキャップを用いて咬合採得する。
- (7) インプレッションポストのスクリューを緩め口腔内から取り外す。

《 カムログ バイトレジストレーションポスト、コーンログ バイトレジストレーションポスト 》

- (1) フィクスチャの径に合わせて本品を選択する。
- (2) 咬合採得するフィクスチャにバイトレジストレーションポストを装着し、スクリューを締めて確実に固定する。
- (3) 適切な直径のバイトレジストレーションキャップをバイトレジストレーションポストの上部に装着し、咬合採得する。
- (4) バイトレジストレーションポストのスクリューを緩め口腔内から取り外す。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ