

2017 年 4 月(第 1 版)

届出番号: 27B1X00110000025

2018 年 7 月(第 2 版)

機械器具 2 1 内臓機能検査用器具
一般医療機器 胸腹呼吸センサ 7 0 0 7 3 0 0 0
Q f i x S D X エスディーエックス

【形状、構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

胸部及び腹部の活動の検出の評価に用いる。

【操作方法又は使用方法】

1. センサ部を患者に装着する。
2. 処理装置にて、測定を開始する。

【使用上の注意】

1. センサ部に無理な圧力を加えないこと。
2. 下記項目について使用前に点検をする。
 - ・ 傷、穴、変形など破損がないこと。
 - ・ 血液等汚れが付着しておらず清浄な状態であること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

アイテム株式会社 (27B1X00110)

大阪府大阪市東住吉区公園南矢田 4-24-2

製造元

キューフィックス Qfix (米国)