

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管のうち患者固定具

一般医療機器 胸部画像診断用・放射線治療用患者固定具 40899000

四肢画像診断用・放射線治療用患者固定具 40900000

Q-Fix ALTA アルタ

【警告】

患者に使用する前に、本製品が医師により作成された放射線治療計画の基準に適合している事を必ず検証すること。

【禁忌・禁止】

本製品が医師により作成された放射線治療計画の基準に不適合の場合には、使用しないこと。製品に傷・割れ等の損傷がある、又は損傷した場合には、使用しないこと。

【使用上の注意】

本体に亀裂、裂け目及び変形がないことを確認の上、使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

アイテム株式会社(27B1X00110)

大阪府大阪市東住吉区公園南矢田 4-24-2

製造元

キューフィックス Qfix (米国)

【形状、構造及び原理等】



形状：板状

寸法（cm）：縦50～300×横30～70

別紙のとおり

【使用目的又は効果】

胸部・四肢の画像診断時又は画像支援の下での放射線治療の場合に患者を適切な位置に固定するために用いる。

胸部画像診断・放射線治療用患者体位固定具として使用する。

【操作方法又は使用方法】

患者を本体の上に乗せて又、患者を本体の上に寝かせて使用する。付属品と合わせて使用することもある。