

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

滅菌済医療機器

ツイン圧迫止血タレット


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。[ディスポーザブル製品のため。]
2. 再滅菌禁止。[再滅菌を意図していないため。]
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。[品質が担保できないため。]
4. 記載の使用目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布及び綿から成る円盤状の被覆・保護材である。



【使用目的又は効果】

本品は、創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

【使用方法等】

1. 滅菌包装を開封し、本品を取り出す。
2. 創傷又は外科切開部に本品を押し当てる。

本品は単回使用であり、再使用できない。

【使用上の注意】

1. 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しない事。
2. 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分する事。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管する事。
2. 使用期限
外箱又は被包に明記の使用期限までに使用する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
アライアンス・メディカル・グループ株式会社
神奈川県川崎市麻生区百合丘一丁目2番地1
電話番号 044-577-1584