

2017 年 12 月 18 日
2025 年 10 月 22 日（第 2 版）

医療機器届出番号：13B2X10121000166

器 25 医療用鏡
双眼ルーペ 32692000
一般医療機器
グレートアイ

【形状・構造および原理等】



型番	GE8500（LED）	GE8000
重量	3.5kg	3.4kg
倍率	8 倍	8 倍
眼幅調整	55～75mm	55～75mm

【使用目的、効果】
作業野の拡大像が得られる

【使用方法等】
レンズを覗いて使用する

- 【使用上の注意】
- ① 精密機器ですので移動時などに衝撃を与えないで下さい
 - ② レンズに直接触れないで下さい。
 - ③ レンズは常に綺麗にしておいてください。キズをつけないようにハンドブローなどでチリを吹き飛ばしてください。レンズに付いた汚れや指紋、油污れなどはレンズクリーナーなどでふき取ってください。
 - ④ 故障の原因となりますので分解しないで下さい。
 - ⑤ 取扱説明書をよく読んで使用してください。

【保管方法および有効期間等】

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【包装】

1 セット入り

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

アルゴファイルジャパン株式会社
住所：〒101-0054
東京都千代田区神田錦町一丁目 7 番地
錦町一丁目ビル 3 階
TEL：03-3233-1133
FAX：03-3233-1129

取扱説明書を必ず御参照ください。