

2017年 12月18日

医療機器届出番号：13B2X10121000166

2025年 10月22日（第2版）

2026年 01月06日（第3版）

## 器 25 医療用鏡

双眼ルーペ 32692000

一般医療機器

### グレートアイ

#### 【形状・構造および原理等】



グレートアイ

型番	GE8500 (LED)	GE8000
重量	3.5kg	3.4kg
倍率	8倍	8倍
眼幅調整	55～75mm	55～75mm



グレートアイβ

型番	GEW1000	GEB1000
重量	5.4kg	5.4kg
倍率	10倍	10倍
眼幅調整	54～76mm	54～76mm

#### 【使用目的、効果】

作業野の拡大像が得られる

#### 【使用方法等】

レンズを覗いて使用する

#### 【使用上の注意】

- ① 精密機器ですので移動時などに衝撃を与えないで下さい
- ② レンズに直接触れないで下さい。
- ③ レンズは常に綺麗にしておいてください。キズをつけないようにハンドブローなどでチリを吹き飛ばしてください。レンズに付いた汚れや指紋、油污れなどはレンズクリーナーなどでふき取ってください。
- ④ 故障の原因となりますので分解しないで下さい。
- ⑤ 取扱説明書をよく読んで使用してください。

#### 【保管方法および有効期間等】

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

#### 【包装】

1セット入り

#### 【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目7番地

錦町一丁目ビル3階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

取扱説明書を必ず御参照ください。