

2020 年 7 月 20 日

届出番号 13B3X10009AWK001 号

歯 09

歯科用研削材料

歯科技工用機器

歯科技工用スチール切削器具

コード 70743000

ロビンソンタイプ プレミアム ブラシ D 型

【形状・構造及び原理等】

(1) 製品名称

本製品は 1 種類で名称はロビンソンタイプ プレミアム ブラシ D 型と云う。

(2) 製品の形状



(3) 製品の構造

【品目仕様】

外観上の傷、錆等、結合部の強度、欠落が無いこと、及び規格サイズは±0.5 mm以内の公差である事。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

室内の常温、常湿の場所にて保管する。

【包装】

箱タイプ 12 個／単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者

アウス株式会社

〒179-0084

東京都練馬区氷川台 4-2-1

TEL 03-3935-9221

FAX 03-3935-8118

製造業者

アウス株式会社

【性能・使用目的・効能または効果】

(1) 使用目的・用途

歯科用義歯を制作する際、金属、レジンの表面研磨に使用する研削ブラシであり、ブラシをマイクロモーターのハンドピースに取り付け使用する。

(2) 効能または効果

ブラシはナイロンブリッスルに酸化アルミナの研磨砥石材を封じこめた素材を使用する事で従来の動物の毛に比較し飛躍的に耐久性が優れている。