

2006 年 7 月 26 日

届出番号 13B3X10009AWK004 号

歯 09

歯科用研削材料

歯科用研削材及び研磨材

歯科用研磨器材

コード 70907000

プレミアム ブラシ D 型

【形状・構造及び原理等】

(1) 製品名称

本製品は被研磨物の形状に応じて研磨中の異なる以下 3 種類がある。

- ・プレミアムブラシ D 型 1 列
- ・プレミアムブラシ D 型 2 列
- ・プレミアムブラシ D 型 3 列

(2) 製品の形状



(3) 製品の構造

【品目仕様】

外観上の傷、結合部の強度、欠落が無いこと、及び規格方法は±0.5 mm以内の公差であること。

【操作方法または使用方法】

被研磨物の形状に応じてブラシの種類を選び卓上研磨機の通称タケノコ軸に取り付け高速回転で金属、レジンの表面を研磨する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

常温、常湿の指定場所にて保管する。

【包装】

1 箱 12 個にて包装、表示は箱外面に行う

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者

アウス株式会社

〒179-0084

東京都練馬区氷川台 4-2-1

TEL 03-3935-9221

FAX 03-3935-8118

製造業者

アウス株式会社

【使用目的・効能または効果】

歯科用義歯を製作する際、金属、レジンの表面研磨に使用する研磨ブラシであり、ブラシにはナイロンブリッスルに酸化アルミナの研磨砥石を封じ込めた素材を使用し耐久性を改善している。