

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN: 70976000)

INTCO ディスポーザブル PVC グローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、未滅菌の非天然ゴム製使い捨て検査・検診用手袋である。

【使用目的または効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から保護するために使用する合成素材手袋である。

【使用方法等】

パッケージから取り出し、装着する。

【使用上の注意】

重要な注意事項

- 複数の患者には使用しないこと。
- 使用前に製品に破損や汚損がある場合やピンホールなどの有無を確認し、認められる場合には使用しないこと。
- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり浸透したりする場合があるため、確認の上、使用すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れ、穴があくおそれがあるので注意すること。
- 使用後は感染防止に留意し、適切に処分すること。

使用注意

かゆみ、かぶれや発疹等のアレルギー反応が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 水濡れ、直射日光、オゾン、紫外線、蛍光灯、熱源、X 線、高温多湿、冷凍を避けて、室温下で保管すること。

有効期間: 本品の使用期限はパッケージに記載。〔自己認証 (自社データ) による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社アステック

所在地: 埼玉県東松山市元宿 2 丁目 3 6 番地 2 0

電話: 0493-34-4311

製造業者: 山東英科医療製品有限公司 (中国)