

* 2017 年 7 月 改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2007 年 9 月 作成（第 1 版）

承認番号 : 21900BZX00661000

機械器具 36 医療用ピンセット
管理医療機器 単回使用ピンセット 35079002

ディスプレイ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止


【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分すること。

【形状・構造及び原理等】

＜本品の基本構成＞



材質 : ポリプロピレン

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

〔使用期限〕

- 外箱に使用期限を記載。〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

フォルテグロウメディカル株式会社

電話番号 0283-22-2801

【使用目的又は効果】

診療の際に皮膚や組織、異物等をつまみ、又は把持するために用いる。

【使用方法等】

- 本品を使用する前に、包装及び本品に汚れ、破損等がないことを確認すること。
- 汚染に十分注意した上で包装内から取り出し、皮膚や組織、異物をつまみ、又は把持するために使用すること。