

*2016 年 9 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2006 年 4 月（新様式第 1 版）

届出番号 13B3X10011000002

医 0 4 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 1 3 7 0 0 0 0 0

藤 本 式 尺 角 ガ ー ゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

*【形状・構造及び原理等】

綿 1 0 0 % のガーゼ。

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社イシバシ

東京都新宿区西早稲田 1-5-12

TEL03-3203-2618

*【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

*【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

*【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

*【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。