

*2018年10月（第2版）
2017年 1月（第1版）

届出番号:13B3X00207000048

医 4 整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000
(綿状パッド 32572000)

滅菌ジエムコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿をガーゼで巻いたもの。
ガーゼの端部を重ねた側が分かりやすいように黒糸を挟
んである。

【使用目的又は効果】

液の吸収又は止血、保護のために創傷等を被覆する柔ら
かくふわふわした綿状の塊から成るパッドをいう。

【使用方法等】

黒糸のない面を創傷部位等にあてて適宜使用する。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。
黒糸を創傷面にあてないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管する
こと。

〈有効期間〉

滅菌保証期間：3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

*お客様相談窓口 03-3966-8254