

**2018年10月（第3版）
*2017年 6月（第2版）

届出番号:13B3X00207000050

医 4 整形用品
一般医療機器 単回使用クラスⅠ処置キット 33961001
イ ワ ツ キ 消 毒 セ ッ ト

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*医療脱脂綿・医療ガーゼ・コットンボール・医療用不織布・固定用テープ・圧迫綿・ピンセット・防水シート・綿棒・トレイ・容器のうち、2品目以上を組み合わせ構成する。

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラスⅠの各種器具及び被覆保護材を含む、ブレパッケージされたキット。本品は単回使用である。

【使用方法等】

汚染に注意して包装から製品を取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- 1 構成品に固定用テープが含まれる場合
 - 1) テープの粘着剤により、皮膚障害（発疹、発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
 - 2) テープをはがす時は、皮膚を傷めないように体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。
- 2 構成品にピンセットが含まれる場合
ピンセットは、部材の把持以外の目的で使用しないこと

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

〈有効期間〉

滅菌保証期間：3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

**お客様相談窓口 03-3966-8254