医 4 整形用品 一般医療機器 医療ガーゼ 13700000 届出番号:13B3X00207000052

# 滅菌APガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ タイプ I

綿糸の脱落を防ぐために四辺の裁断面に密織部がある。

## 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器 官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構 造に適用することを目的とする。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

# 【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管する こと。

〈有効期間〉

滅菌保証期間:3年[自己認証(自社データ)による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:イワツキ株式会社

\*お客様相談窓口 03-3966-8254