

医4 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 34655000  
**滅菌アルファーズ A**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

レーヨン、ポリエステルからなる不織布

**【使用目的又は効果】**

創傷面の保護 血液・体液等の吸収 薬剤の塗布

**【使用方法等】**

使用目的に応じ、適宜使用する。

**【使用上の注意】**

体内に留置しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

〈有効期間〉

滅菌保証期間：3年 [自己認証による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：イワツキ株式会社

お客様相談窓口 03-3966-8254