

器械器具 15 舌圧子

一般医療機器 舌圧子 14066000

ディスポ樹脂舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は樹脂（ポリスチレン）を細長い板状に加工したものを滅菌した製品である。



【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

1. 破損する可能性があるため、過度な力で押さないこと。
2. 包装が破損、汚染している場合や、製品に破損・表面が滑らかでない等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
3年〔自己認証（当社データ）による〕
（使用の期限は個包装及び化粧箱に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd

チョーチアン ゴンドン メディカル テクノロジー社

製造国名 中華人民共和国