

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

再使用禁止

滅菌不織布ガーゼ

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

折り畳んだ不織布ガーゼにY字の切れ込みが入ったもの。本品は滅菌品である。

2. 原理

綿が毛細管現象により液体を吸収する。

3. 材質

綿

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

本品を包装から無菌的に取り出し、開封後は直ぐに使用する。

【使用上の注意】

- ・使用時に開封し、速やかに使用すること。
- ・包装に開封、破損、水濡れ及び汚損等が見られる時は、滅菌品として使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

使用期限はパッケージに記載。

[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL:0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：Winner Medical (Chongyang) Co., Ltd.

ウィナーメディカル（チョンヤン）社

製造国名：中国