

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

再使用禁止

10mガーゼ

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止。
- ・体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は未滅菌のガーゼ製品である。

2. 原理

綿が毛細管現象により液体を吸収する。

3. 材質

綿

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

衛生材料として適宜滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌及びEOG滅菌が可能。

【使用上の注意】

- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL:0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：Winner Medical (Chongyang) Co., Ltd.

ウィナーメディカル（チョンヤン）社

製造国名：中国