

歯科材料 2 歯冠材料
管理医療機器 アクリル系レジン歯（70807000）

SR ビボデント

【形状・構造及び原理等】

〔形状・種類〕

PE (SR Vivodent PE) シェード

1C(140),1D(220),1E(230),2B(210),2E(330),3A(310),
3E(340),01(110),1A(120),2A(130),2C(240),3C(530),
4A(410),4B(430),4C(520),4D(540),5B(320),6B(420),
6C(440),6D(510)

DCL (SR Vivodent DCL) シェード

140,210,220,230,310,A1,A2,A3,A3.5,B2,B3
A4,B1,B4,C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4

それぞれ下記の形状とサイズがある。

上顎用前歯スクエア：

A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A66,A68,A69

上顎用前歯トライアングル：

A22,A24,A24B,A25,A26,A27,A41,A42,A44

上顎用前歯オーバル：A32,A36,A37,A54,A56

下顎用前歯オーバル：A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9

〔原理〕

本品を義歯に植立し、義歯を製作する。

〔成分〕

ポリメチルメタクリレート、メチルメタクリレート等

【使用目的又は効果】

義歯に植立する

【使用方法等】

1. 本品を義歯床に植立し、レジンを重ねさせる。
2. ラバーフィニッシャーかポリッシャーで研磨し、仕上げる。

〔使用方法に関連する重要な注意〕

- ・本品の研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスクおよび保護メガネ等を使用し、粉塵の吸引、目の損傷を防ぐこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせること。
- ・対合歯等に人工歯等を使用している場合は、咬合面を考慮し、インスツルメント等で形態修正を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

〔製造元〕

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン侯国)