

2020年6月3日 (第1版)  
2020年12月18日 (第2版)

機械器具 50 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 歯科用開口器 70949000

## 2点式開口器

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本器を滅菌、薬液消毒しないでください。

### 【形状、構造及び原理等】

#### (1) 外 観



#### (2) 構 成・材料

5個入り、10個入り  
ポリエチレン製

### 【性能、使用目的、効能又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持することに使用する。

### 【操作方法または使用方法等】

本器の左右の弓形部分を口腔内に挿入できるサイズになるまで手で挟み小さくし、口腔内に挿入後、左右弓形部分を口唇に引っ掛け固定する。



### 【使用上の注意】

本器は所定の目的以外では使用しないでください。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温や直射日光を避け、常温にて保存する。

### 【包 装】

1箱あたり5個入り、10個入り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 インサイシブジャパン株式会社  
製 造 業 142-0063  
東京都品川区荏原 1-18-11  
TEL 03-6715-6133  
FAX 03-6715-6137

製 造 元 Beyond International Inc.  
ビヨンド インターナショナル インク  
(USA)

販 売 業 者 株式会社 J B A  
142-0063  
東京都品川区荏原 1-18-11  
TEL 03-5755-5505  
FAX 03-5755-5545