

\* 2021年6月（第2版）  
2017年9月（第1版）

届出番号：27B2X00305000005

医03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70976000

## プロプラス ニトリルスムースME-PF

### 再使用禁止

#### 【 禁忌・禁止 】

再使用禁止

#### \* 【 形状・構造及び原理等 】

本品は、ニトリルゴム製、未滅菌、粉なし（パウダーフリー）  
の単回使用の検査・検診用手袋です。

全長：240mm以上

厚み：0.05mm以上

形状：平手タイプ

表面仕上げ：T（表面の一部又は全ての表面が粗面の手袋）

#### 【 使用目的又は効果 】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料  
を取り扱う場合に患者及び使用者を交差感染から守るために  
使用します。

#### 【 使用方法等 】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料  
を取り扱う場合に使用します。

#### \* 【 使用上の注意 】

- 1) 体質によっては、かゆみ、かぶれ、蕁麻疹等をまれに起  
こすことがあります。異常を感じたら直ちに使用を中止  
し、適切な措置を施してください。
- 2) 本品を使用中（本品を装着する時を含む）、万が一、製  
品が破損、汚損している場合や製品に破損やピンホール  
などの異常が認められる場合は、直ちにその使用を中止  
して下さい。
- 3) ハサミ、メス等の鋭利なもので傷つけないように、ご注  
意ください。
- 4) 火、熱、熱湯等の熱源に直接触れないように、ご注意く  
ださい。
- 5) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするの  
で、ご確認の上使用ください。

#### \* 【 保管方法及び有効期間等 】

- 1) 保管方法  
品質保持のため、直射日光、オゾン、高温多湿での保管  
は避けてください。
- 2) 使用期限  
別途記載しています。

#### \* 【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：宇都宮製作株式会社  
大阪府東大阪市本庄西1- 5 -1  
TEL：0120-74-2321

製 造 元：トップグローブ  
Top Glove Sdn.Bhd.  
（マレーシア）