

**機械器具 4 9 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN 35170000

FKGマンドレル

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

3 0 3 HP（軸径：2.35 mm）



3 2 1 HP（軸径：2.35 mm）



2. 材質

ステンレスチール

3. 原理

切断砥石、研削・研磨ディスク、カップ等をネジで取り付け保持し、歯科用ハンドピース等に装着して、切断、研削、研磨等をする。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エスエスデンタル工業所

電話番号：052-331-2438

製造業者：FKG Dentaire Sarl

国名：スイス

【使用目的又は効果】

切断砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、ホイール、カップ等を保持するために用いる。

【使用方法等】

- ①使用目的にあった適切な形状のものを選び異常がないことを確認する。
- ②使用する研削材、研磨材等を取り付け、歯科用ハンドピース等に装着して、研削・研磨する。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・過度の加圧使用はしないこと。
- ・曲がっている、狂っている又は損傷している、型崩れしているものは使用しないこと。
- ・頭部の大きいもの、重量のあるもの、直径が大きいものは過大な荷重がかかるので、低回転で使用する。
- ・バランスが不安定なものを使用する際はドレッシング等を行った上で使用すること。
- ・最高回転数を超えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光のあたる場所、高温になる場所は避けて冷暗所で保管すること。
- ・乾燥した場所で保管すること。