

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000

KENDA ユニバーサルポリッシャー 244 ブルー

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 材質

主成分：酸化アルミ

3. 原理

研磨材による研磨

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エスエスデンタル工業所

電話番号：052-331-2438

製造業者：KENDA AG Dental Manufacturing

国名：リヒテンシュタイン

*【使用目的又は効果】

金属、プラスチック、レジン、及び同様の材料を研磨するために用いる。

*【使用方法等】

1. 使用方法

- ① ブラシ、パフ等に塗布する。
- ② 金属、プラスチック等を研磨する。

*【使用上の注意】

- ・ 健康のためマスクを着用すること。
- ・ 目の損傷を防ぐため防護メガネを着用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光のあたる場所、高温になる場所は避けて冷暗所で保管すること。
- ・ 乾燥した場所で保管すること。