

一般医療機器 器71 眼鏡 JMDNコード 35065000
老眼鏡 A19

【禁忌・禁止】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び原理等】

- 眼鏡レンズ(アクリル樹脂)1組と眼鏡フレーム(ポリカーボネイトもしくはニッケル)からなる器具。
 - プラスチック製(アクリル樹脂)視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 丸老眼鏡。 レンズ度数 +0.00から +0.25毎 +4.50まで19度数。

【操作方法又は使用方法等】

- 老眼鏡。手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査（検眼器、社内基準書に基づく）

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1pc個装ダース単位

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス
福井県福井市文京6-21-5
問合せ 0776-21-5106
18B3X00004

製造業者 SHENZHEN GUANGYUFA INDUSTRIAL CO.,LTD
25C.EAST BLOCK WENHUABLDG.SHENNANRD.E.SHENZHEN CHINA

中国
医療機器一般
外国製造業者認定番号
BG10500504