

医療器具（71）視力補正用眼鏡

一般医療機器眼鏡 JMDNコード 35065000

老眼鏡NARG

【禁忌・禁止】

●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。

●老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

●眼鏡レンズ(アクリル樹脂)1組とプラスチック眼鏡フレームからなる器具。


●プラスチック製(アクリル樹脂)視力補正用短焦点眼鏡レンズ。

●老眼鏡。レンズ度数 +1.00から +0.50毎 +3.50まで6度数。


種類	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
	プラスチック		
	NARG 001	NV ネイビー	+1.00
	NARG 002	PK (ピンク)	+1.50
			+2.00
			+2.50
			+3.00
			+3.50
	2種	2種	6種

【形状 構造】

NARG-001



NARG-002



【使用目的または効果】

●眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

●老眼鏡。手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

●レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査
(検眼器、社内基準書に基づく)

【使用上の注意】

●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。

●運転時や歩行時は必ず外す事。

●階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。

●落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

●高温多湿の場所には保管しない事。

●直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

●1pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者株式会社エニックス

福井県福井市文京6-21-5

18BZ200051

販売元株式会社エニックス

福井県福井市菅谷2-3-14

☎0776-21-4472

18B3X00004

外国製造業者Wezhou Yijiang Optical Co.,Ltd

外国製造業者登録番号BG10501327

【動作原理】

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、