

医療器具（71）視力補正用眼鏡

一般医療機器眼鏡 JMDNコード 35065000

老眼鏡R-153

- 【禁忌・禁止】
- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
 - 眼鏡を掛けたままの自動車の運転には使用しない事。
 - 眼鏡を掛けたまま階段の上り下りをしない事。
 - 老眼鏡用以外には使用しない事。

- 【形状・構造及び動作原理等】
- 構成
- 眼鏡レンズ 1組と眼鏡フレームからなる器具。
 - フレーム：メタル製（ニッケル合金）/メタル
- 視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。 レンズ度数 +1.00 から +4.00まで12度数。

種類	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
	メタル	GUN	+0.50
			+1.00
			+1.25
			+1.50
			+1.75
			+2.00
			+2.25
			+2.50
			+2.75
			+3.00
			+3.50
			+4.00
	1種	1種	12種



動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、

- 【使用目的または効果】
- 眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

- 【使用方法】
- 老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

- 【品目仕様等】
- レンズ傷、フレーム傷、 度数の外観検査（検眼器、社内基準書に基づく）

- 【使用上の注意】
- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
 - 運転時や歩行時は必ず外す事。
 - 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
 - 落下等強い衝撃を与えない事。

- 【貯蔵・保管方法及び試用期間等】
- 高温多湿の場所には保管しない事。
 - 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

- 【包装】
- 1 pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス

福井県 福井市 文京6-21-5

☎0776-21-5106

登録番号 18BZ200051

販売元 株式会社エニックス

福井県 福井市 菅谷2-3-14

☎0776-21-4472

外国製造業者 WENZHOU DONGBO TRADE CORP.

登録番号 BG10501036