

医療器具（71） 視力補正用眼鏡  
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000  
マリメッコリーディンググラス

【禁忌・禁止】

●手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。

●老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

- 眼鏡レンズ（アクリル樹脂）1組と眼鏡フレームからなる器具。
- メタル製（チタン）視力補正用短焦点眼鏡
- 老眼鏡。 レンズ度数 0.00から+1.00 +0.5毎 +3.5まで7度数。

| 種類 | フレーム形状  | フレームカラー     | レンズ度数   |
|----|---------|-------------|---------|
|    | TITAN   | PINK SILVER | +1.00   |
|    | β TITAN | SILVER      | +1.5 0  |
|    |         | WHITE GOLD  | +2.00   |
|    |         |             | + 2.5 0 |
|    |         |             | + 3.00  |
|    |         |             | + 3.5 0 |
|    |         |             | + 4.00  |
|    |         |             |         |
|    |         |             |         |
|    |         |             |         |
|    | 1種      | 3種          | 7種      |

形状 構造



【動作原理】

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより  
視力を補正する、

【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- 老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、 度数の外観検査 （検眼器、社内基準書に基づく）

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1 pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス  
福井県 福井市 文京6-21-5  
☎0776-21-5106

医療機器製造業登録番号  
医療機器製造販売業許可番号

販売元 株式会社エニックス  
福井県 福井市 菅谷2-3-14  
☎0776-21-4472

製造業者 株式会社エニックス  
医療機器製造業登録番号 18BZ200051

製造業者 有限会社 水野レンズ  
医療機器製造業登録番号 18BZ200096