

医04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

## コンファーーゼ X

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影糸部分以外のガーゼを挟んで使用すること。
- ・体内に留置しないこと

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。X線造影用の糸を1本以上含有している。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。X線造影糸により、X線透過装置を用いて本品の位置を特定できる。

#### \*\*【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護をして、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を含む。

#### 【使用方法等】

- ・使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
- ・滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### \*\*【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のある場所を避けて、室温で保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリード

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226