

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

ビーンズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

*【使用方法等】

- *・使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
- ・滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。

*【使用上の注意】

- *・包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

*【形状・構造及び原理等】

*■ 形状

綿100%のガーゼを折りたたみ、球状製品にしたものである。本品は、白色の球状製品で、におい及び味はない。

*■ 材質

セルロース

*■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。