

医04 整形用品
 一般医療機器 医療用不織布 34655000

ファイントリート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

＊【使用方法等】

- ＊・使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
- ＊滅菌はエチレンオキサイドガス滅菌ができる。

＊【使用上の注意】

- ＊・包装が破損、汚損、または水濡れている場合は使用しないこと。
- ＊使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

**【形状・構造及び原理等】

**■形状

本品はレーヨン繊維、ポリエステル繊維からなる不織布で、そのまま又は折りたたんだ布状製品である。白色の布で、におい及び味はない。

＊■材質

セルロース、ポリエステル

＊■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材をいう。