

医04 整形用品
 一般医療機器 医療用不織布 34655000

滅菌トリート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【使用方法等】

目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・開封後は全量を消費すること。（滅菌状態が保てないため）
- ・使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・滅菌期限内に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- *■保管方法
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- *■有効期間
容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材をいう。

**【形状・構造及び原理等】

**■形状

本品はレーヨン繊維、ポリエステル繊維からなる不織布で、そのまま又は折りたたんだ布状製品である。本品は白色の布で、におい及び味はない。親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。本品は、EOG滅菌済みである。

■材質

セルロース、ポリエステル

■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。