

医 0 4 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 3 4 6 5 5 0 0 0

## 滅菌ファインクロス

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

### 【使用上の注意】

- ・ 包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・ 開封後は全量を消費すること。（滅菌状態が保てないため）
- ・ 使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・ 滅菌期限内に使用すること。

### ＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

#### ＊ ＊ ■ 形状

綿 1 0 0 % の不織布。白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

#### ＊ ＊ ■ 材質

セルロース

#### ＊ ＊ ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

### ＊ 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管方法：直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ＊ ・ 有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市中区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226

### ＊ ＊ 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。