

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

ファインボール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

**【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・滅菌インジケーターの色に異常がある場合は使用しないこと。
- ・開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため)
- ・使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・滅菌期限内に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法: 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・有効期間: 容器又は被包に表示【自己認証(自社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

**【形状・構造及び原理等】

**■形状

綿100%の脱脂綿を球状製品にし、微小セルロース繊維を噴霧したものである。白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

**■材質

セルロース

**■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。