

* 2016 年 10 月 (第 2 版)新記載要領に基づく改訂
2007 年 6 月 15 日 (第 1 版)

届出番号 23B2X00011000059

医 0 4 整形用品
一般医療機器 コットンボール 1 1 0 2 8 0 0 0

ネオロールメン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿繊維を丸めたものに、カルメロースナトリウム水溶液を噴霧し綿表面の毛ばたちを抑えたもの。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
滅菌期限内に使用すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

名古屋市西区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226