

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

マスコットロールメン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- *・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

綿繊維を丸めたものに、綿表面の毛羽立ちを抑える為、カルメロースナトリウム水溶液を噴霧したもの。

本品は白色の繊維状の軟毛の塊で、におい及び味はない。セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

* 本品はEOG滅菌済である。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の塊。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

- *・ 開封後は速やかに使用すること。
- *・ 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
- *・ 万一、破損や汚損のあった場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- *1. 保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
- *2. 有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社エスリィー

名古屋市西区笠取町3-415

連絡先：TEL 052-522-5226