

アルフレッサ舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

直射日光および火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

【形状・構造及び原理等】

カバ材を細長い板状に加工し、滅菌したものである

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社エフスリー

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具をいう。

愛知県名古屋市西区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226

【使用方法等】

適宜使用すること

【使用上の注意】

包装材が開封、破損しているものは滅菌製品として使用しないこと
本品に破損等、異常があるものは使用しないこと