

医04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

滅菌ファインドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は吸水・防水性の不織布シートを滅菌した手術用のドレープ製品である。

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

製品を使用目的に応じて、適宜使用すること。

【使用上の注意】

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。

開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため)滅菌期限内に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

有効期間

容器又は被包に表示【自己認証(自社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社エフスリー

愛知県名古屋市中区笠取町3-415

TEL 052-522-5226