

機械器具 11 放射線障害防護用器具
放射線防護用前掛(38355000)
一般医療機器

MAVIG 防護コート

【形状・構造及び原理等】

薄い 1 枚の鉛又は鉛と同等の材料を覆う耐液体性の外部カバーで構成された標準長の長さの衣類である。

【使用目的又は効果】

患者、術者、又は他の人員の体を放射線撮影時の放射線被曝から保護します。

【使用方法等】

人体を覆うように装着し固定用器具で固定する。

【使用上の注意】

- ① 水等がかからない場所で使用すること。
- ② 落下させたり、強い衝撃を与えたりすると変形・破損することがありますので丁寧に扱うこと。
- ③ 本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

本品を設置するときには次の事項に注意してください。

- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる場所は避け、ケースに入れて保管する。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- ・長期保管の際はハンガーにかけて保管してください。

【保守、点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- ・外観に傷やひび割れなどの異常が無いこと。

2. 業者による保守点検事項

- ・外観に傷やひび割れなどの異常が無いこと。

【製造販売業者および製造業者の名称等】

製造販売業者：フレア株式会社

外国製造業者：MAVIG GmbH

国 名：ドイツ