

*2023 年 2 月（第 2 版）
2018 年 12 月（第 1 版）

届出番号: 13B1X10231000147

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード 70682000

ラバーボウル

【形状・構造及び原理等】

<構成>

寸法・容量

サイズ	容量 (cc)	直径 (mm)	高さ (mm)
S	150	80	56
M	350	110	70
L	600	120	90
XL	850	130	110
* JUMBO	1700	165	152

重量

S 60 g ± 10%
M 110 g ± 10%
L 150 g ± 10%
XL 200 g ± 10%
* JUMBO 375 g ± 10%

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料（印象材料・セメントなど）を練和または混和するために用いる。

【使用方法等】

計量されたアルギン酸塩印象材や石膏などを適量の水と一緒に同機器に入れ、スパチュラ（へら状の器具）を併用し、練和又は混和する。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

保管条件：常温常湿

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD 株式会社
電話番号：03-5614-0733
外国製造業者 Colte^(c)ne/Whaledent Inc.,
アメリカ合衆国
* 販売業者 コルテンジャパン合同会社
電話番号：042-595-6945