

機械器具(7)内臓機能代用器
管理医療機器 経食道体外型心臓ペースメーカー用電極 (JMDN コード: 41474000)


サーカ・テンプモニター・システムの付属品 (電源ケーブル)

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

本付属品は、サーカ・テンプモニター・システムの温度測定装置に電源を供給するためのケーブルである。

外観図



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ
東京都文京区本郷一丁目 28 番 10 号 本郷 TK ビル
TEL : 03-3818-6622

*製造業者

サーカ サイエнтиフィック インク
(CIRCA Scientific, Inc. (アメリカ合衆国))

【販売業者】

ポストン・サイエнтиフィック ジャパン株式会社
東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号
TEL : 03-6853-1000

【使用目的又は効果】

本付属品は、サーカ・テンプモニター・システムの温度測定装置に電源を供給するためのケーブルである。

【使用方法等】

(詳細はサーカ・テンプモニター・システムの取扱説明書を参照)

温度測定装置に電源を供給するために使用する。

【使用上の注意】

(詳細はサーカ・テンプモニター・システムの取扱説明書を参照)

1. 滅菌処理及び超音波洗浄処理の禁止[故障する可能性がある]。
2. 本付属品を液体に浸さないこと[故障する可能性がある]。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

1. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などを避け、安定した状態で保管すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

(詳細はサーカ・テンプモニター・システムの取扱説明書を参照)

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前

本付属品の汚れ、損傷、劣化、変色等の異常がないことを確認すること。

2. 使用后

本付属品は、使用後に中性洗剤で湿らせた布で拭くことによりクリーニングを行うこと。