

機械器具 (7) 内臓機能代用器
管理医療機器 経食道体外型心臓ペースメーカ用電極 (JMDN コード : 41474000)

サーカ・テンプモニター・システムの付属品 (データ・トランスファー・ドライブ)

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 滅菌処理及び超音波洗浄処理の禁止 [故障する可能性がある]。
2. 本付属品を液体に浸さないこと [故障する可能性がある]。

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

本付属品は、データ解析を行う際に、温度測定装置からパソコン等へデータを移管させるための USB メモリーである。

外観図



【使用目的又は効果】

本付属品は、データ解析を行う際に、温度測定装置からパソコン等へデータを移管させるための USB メモリーである。

【使用方法等】

(詳細はサーカ・テンプモニター・システムの取扱説明書を参照)

データ解析を行う際に、温度測定装置からパソコン等へデータを移管させるために使用する。

【使用上の注意】

(詳細はサーカ・テンプモニター・システムの取扱説明書を参照)

- (1) 本付属品以外の USB メモリーを使用すると、ウイルス感染等の恐れがあり、温度測定装置の保証が無効になる。
- (2) 本付属品を温度測定装置に接続したまま保管しないこと。
- (3) 温度測定装置を患者または患者環境内に接続しているときは、本付属品を使用しないこと。

＜不具合・有害事象＞

本付属品の使用に伴い以下のような不具合発生の可能性がある。但し 以下に限定されるものではない。

- ・ USB メモリー接続部の接続不良

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

1. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) などを避け、安定した状態で保管すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

(詳細はサーカ・テンプモニター・システムの取扱説明書を参照)

使用後は、温度測定装置から取り外して保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ
東京都文京区本郷一丁目 28 番 10 号 本郷 TK ビル
TEL : 03-3818-6622

*製造業者

サーカ サイエнтиフィック インク
(CIRCA Scientific, Inc. (アメリカ合衆国))

【販売業者】

ボストン・サイエнтиフィック ジャパン株式会社
東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号
TEL : 03-6853-1000