

医04 整形用品

一般医療機器 綿状パッド 32572000

オーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避けること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・脱脂綿等をガーゼで包んだパッド状の製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
- 脱脂綿の材質:綿100%

【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いる
コットンまたは合成繊維等のパッドをいう。

【使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。