

医04 整形用品

一般医療機器 綿状パッド 32572000

滅菌オーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・脱脂綿等をガーゼで包んだパッド状のものを滅菌した製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
- 脱脂綿の材質:綿100%

【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いる
コットンまたは合成繊維等のパッドをいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管
すること。
2. 有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)
による】。