

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌オオサキ綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】 ・再使用禁止 ・再滅菌禁止	【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者 オオサキメディカル株式会社 お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039
--	--

- 【形状・構造及び原理等】**
- ・綿100%の脱脂綿を球状にしたものを滅菌した製品です。
 - ・紐付は綿100%の糸を付けた製品です。

【使用目的又は効果】
様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】
適宜使用すること。

- 【使用上の注意】**
- ・体内へ留置しないこと。
 - ・開封後は早めに使用すること。

- 【保管方法及び有効期間等】**
- 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
 - 使用期限
容器又は被包に表示【自己認証(当社データ)による】。