

添付文書（案）

2008 年 03 月 01 日 作成（第 1 版）

医療機器届出番号：23B3X00030000007


機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具

(70754000)

鑄造リング

【形状・構造及び原理等】

1) 構造



材質：ステンレス SUS304

2) 寸法

サイズ	直径	高さ (mm)				
		30	—	—	—	—
27.2 φ	27.2	—	35	40	45	50
32 φ	32	—	—	40	45	50
38 φ	38	—	—	40	45	50
44 φ	44	—	—	40	45	50
48 φ	48	—	—	40	45	50
60.5 φ	60.5	—	—	—	—	60

【使用目的、効能又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用リング

【品目仕様】

外觀：キズ、歪み、その他使用上の欠陥があつてはならない。

【操作方法又は使用方法等】

通法に従い、歯科技工物のパターンを埋設し、鑄造する。

【使用上の注意】

1) 一般

- ①適用対象：歯科技工物の鑄造
- ②併用医療機器：歯科用鑄造器

2) 使用上の注意

- ①本品は、[使用目的、効能又は効果] の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ②本品使用時に変形、歪み、キズがある場合は使用しないこと。
 - ③鑄造時には高温となるので、火傷等に注意すること。
 - ④本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
 - ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) 重要な基本的注意
- ①本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
 - ②本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

5 個／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 オオタキ
住所：〒452-0833 愛知県名古屋市西区山木一丁目 128-1
電話番号：052-501-9711